



Mini Incubatore M8-TB



Descrizione

M8-TB è un incubatore adatto a tutte le applicazioni di incubazione di piccola entità, necessità di lavorare ad una temperatura inferiore a quella ambiente per mantenere un'ottima precisione.

Grazie alla porta a doppio isolamento dotata di doppia guarnizione in gomma siliconica riesce a garantire un'ottima tenuta, mentre l'oblò d'ispezione in cristallo temprato permette di controllare i campioni all'interno senza causare variazioni di temperatura all'interno del microclima.

Struttura esterna in acciaio INOX trattato con vernice epossidica antiacido, mentre quella interna di acciaio INOX con angoli arrotondati.

Isolamento termico con fibra minerale naturale. (Classe 2, DIN 12880)

M8-TB è dotato di un termostato di sicurezza con allarme visivo e ripristino manuale; camino di sfiato con regolazione manuale del flusso posto nella parte posteriore dell'apparecchio.

Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5)

Dati Tecnici

Volume totale:	8 litri
Sistema elettronico di regolazione temperatura.	Display digitale
Ripiani inclusi:	1 (+4 inseribili)
Alimentazione:	230 V / 50 Hz
Raggio apertura porta:	340 mm
Potenza	120 W
Peso	16 kg
Dimensioni (L x H x P)	465x370x400 mm
Dimensioni interne (L x H x P)	208x220x202 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione della temperatura:	da 5.0 sopra ambiente a 80.0 °C
Stabilità temperatura interna:	± 0.5°C
Omogeneità temperatura interna:	termoregolatore digitale a P.I.D. con AutoTuning

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M8-TB	230 V / 50 Hz	04.5002

Accessori

Descrizione	Codice
Ripiano supplementare grigliato per M8-VN e M8-TB	04.5003
Software di gestione programmatore a RS 232	05.1000