



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Microscopio Biologico B 157



### Descrizione

I microscopi permettono di ingrandire oggetti di piccole dimensioni per l'osservazione diretta o indiretta tramite fotografia e collegamento a sistemi elettronici.

Ci sono microscopi ad uso didattico, per ricerca, per metallografia, per ricerca biologica.

Il **B-157** è un Microscopio **binoculare**, 600x, tavolino doppio strato.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	<b>B 157</b>
Testata	Binoculare
Oculari	WF10X/18 mm
Obiettivi	Acromatico 4X/10X/40X/60X
Messa a fuoco	Manopole per la messa a fuoco macro e micrometrica coassiali, con scatto d'arresto
Tavolino	Tavolino traslatore, 125x116mm con pinzetta fermapreparato
Condensatore	1.2 N.A. con diaframma
Illuminazione	LED 1W, con alimentatore esterno

## Codice Prodotto

<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>
B-157 Microscopio binoculare, 600x, tavolino doppio strato	<b>B-157</b>