



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Microscopio Biologico B 159



Descrizione

I microscopi permettono di ingrandire oggetti di piccole dimensioni per l'osservazione diretta o indiretta tramite fotografia e collegamento a sistemi elettronici.

Ci sono microscopi ad uso didattico, per ricerca, per metallografia, per ricerca biologica.

Il **B-159** è un Microscopio **binoculare** 1000x, tavolino doppio strato.

Dati Tecnici

Modello	B 159
Testata	Binoculare
Oculari	WF10X/18 mm
Obiettivi	DIN Acromatico 4X/10X/40X/100X
Messa a fuoco	Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale con sistema d'arresto
Tavolino	Tavolino traslatore, 125x116mm con pinzetta fermapreparato
Condensatore	1.2 N.A. con diaframma
Illuminazione	LED 1W, con alimentatore esterno

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
B-159 Microscopio binoculare 1000x, tavolino doppio strato	B-159