



Microscopio Biologico B 191



Descrizione

I microscopi permettono di ingrandire oggetti di piccole dimensioni per l'osservazione diretta o indiretta tramite fotografia e collegamento a sistemi elettronici.

Ci sono microscopi ad uso didattico, per ricerca, per metallografia, per ricerca biologica.

Il **B-191** è un Microscopio **monoculare** 1000x, tavolino doppio strato, con illuminazione X-LED.

1000 ingrandimenti incrementabili a 1600 con l'ausilio di oculare 16x aggiuntiva.

Testata monoculare inclinata a 30° e ruotante a 360°.

Oculare a largo campo WF10x/18 mm.

Revolver quadruplo.

Portaobiettivi ruotante in entrambi i sensi con fermo a scatto in corrispondenza degli obiettivi.

Obiettivi acromatici DIN 4x, 10x, 40x (telescopico), 100x (telescopico, ad immersione).

Messa a fuoco macro e micrometrica coassiale effettuabile mediante doppia coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.

Piano portapreparati (125x115mm) dotato di meccanismo traslatore con comandi verticali coassiali posti sul lato destro.

Condensatore di Abbe A.N. 1,25 regolabile in altezza.

Illuminatore X-LED² incorporato ad alta luminosità con regolazione dell'intensità e lente condensatrice.

Alimentatore esterno 100-240 Vac/50-60 Hz, uscita 6 Vdc.

Dati Tecnici

Modello	B-191
Ingrandimento	1000X, incrementabile a 1600X grazie all'oculare addizionale 16X
Testata	monoculare inclinato a 30° e ruotante a 360°
Oculari	WF10X/18 mm
Revolver	Quadruplo
Obiettivi	Acromatici DIN 4x, 10x, 40x, 100X
Messa a fuoco	Focus macro- e micrometrico coassiale
Tavolino	Doppio strato con controllo coassiale
Condensatore	A.N.1,25 regolabile in altezza
Illuminazione	X-LED ² incorporato ad alta luminosità con regolazione dell'intensità e lente condensatrice
Alimentatore	Esterno 100-240 Vac50-60 Hz, uscita 6 Vdc.

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
B-191 Microscopio monoculare 1000x, tavolino doppio strato, con illuminazione X-LED	B-191