



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Microscopio USB D-EL1 Ecoline



Descrizione

Microscopio USB con telecamera integrata 2 megapixel, D-EL1 Ecoline

- „Con illuminazione a LED integrata e software di applicazione Motic;
- „Sensore CMOS 1/3;
- „2 Mpixels con uscita USB 2.0;
- „Illuminazione a 8 LED in formazione ad anello con controllo luminosità a 2 posizioni;
- „Morbida rotella di messa a fuoco;
- „Alimentazione diretta dal computer attraverso la connessione USB2.0;
- „Pulsante di cattura diretta;
- „2 Step Primo ingrandimento 10x e 50x. Secondo ingrandimento a 200x (secondo la dimensione dello schermo);
- „Software applicativo Motic EcoLine Tool;
- „Utilizzabile su Mac con preinstallata l'applicazione Photo Booth;
- „Vetrino di calibrazione e basamento metallico inclusi.

Dati Tecnici

Modello	D-EL1 Ecoline
Illuminazione	LED
Alimentazione	Diretta dal computer
Connessione	USB2.0
Ingrandimenti	Primo ingrandimento 10x e 50x Secondo ingrandimento 200x
Software	Motic EcoLine Tool

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
Microscopio con telecamera integrata 2 megapixel, D-EL1 Ecoline	9.727 034