



Muffola Serie LE 1 / 11 a LE 14 / 11



Descrizione

Forni a Muffola serie LE

Questi forni a muffola compatti si prestano a vari utilizzi in laboratorio.

Caratteristiche di qualità come i corpi a doppia parete in acciaio inossidabile, la struttura compatta e leggera o gli elementi riscaldanti in tubi di vetro quarzo rendono questi modelli strumenti affidabili per le vostre applicazioni.

- . Tmax 1100 °C, temperatura di esercizio 1050 °C.
- . Riscaldamento di due parti mediante elementi riscaldanti in tubi di vetro di quarzo.
- . Sostituzione di elementi riscaldanti compatibile con la manutenzione e l'isolamento.
- . Isolamento in materiale di fibra non classificata.
- . Corpo in lamiera strutturale d'acciaio inox.
- . Corpo a doppia parete a bassa dispersione termica per maggiore stabilità.
- . Porta ribaltabile, che funge anche da piano di lavoro.
- . Apertura per l'aria di scarico sulla parete posteriore.
- . Riscaldamento silenzioso con relè a semiconduttore.
- . Dimensioni compatte e peso ridotto.
- . Controller montati con risparmio di spazio sotto la porta.
- . Applicazione definita entro i limiti delle istruzioni per l'uso.

Dotazione aggiuntiva

Camino di scarico, con ventilatore o catalizzatore (non per L 1).

Selettore-limitatore della temperatura con temperatura di spegnimento regolabile per la classe di protezione termica 2 in base alla normativa EN 60519-2 per proteggere il forno e i prodotti da temperature eccessive.

Allacciamento per gas inerte per il lavaggio del forno in gas inerti o di reazione non infiammabili.

Sistema manuale di gasaggio.

Dati Tecnici

Modello	LE 1/11	LE 2/11	LE 6/11	LE 14/11
T max	1100 °C	1100 °C	1100 °C	1100 °C
Dimensioni interne (L x P x H)	90x115x110 mm	110x180x110 mm	170x200x170 mm	220x300x220 mm
Dimensioni esterne (L x P x H)	250x265x340 mm	275x380x350 mm	510x400x320 mm	555x500x370 mm
Volume	1 L	2 L	6 L	14 L
Potenza allacciata	1.5 kW	1.8 kW	1.8 kW	2.9 kW
Allacciamento elettrico	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase
Peso	10 Kg	10 Kg	18 Kg	25 Kg
Minuti per T max	10	25	35	40

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
Muffola modello LE 1/11	9.764.543
Muffola modello LE 2/11	9.764.537
Muffola modello LE 6/11	9.764.539
Muffola modello LE 14/11	9.764.541