



Inolab pH-ION 7320



Descrizione

Misuratore da banco pH / ISE inoLab pH / ION 7320

Misuratore da banco preciso per pH / ISE con i metodi ISE avanzati per la misurazione della concentrazione con elettrodo a ioni selettivi.

- Misurazioni simultanee di pH, concentrazione di ioni o ORP;
- Il trasferimento dei dati è flessibile e conveniente;
- Visualizzazione del campo di misura ottimale, supporta misure corrette (funzione CMC).

Il misuratore **inoLab pH / ION 7320** è lo strumento giusto per misure di precisione e la documentazione automatica secondo GLP / AQUA nei laboratori di qualità in tutti i settori. Su richiesta, disponibile anche con stampante opzionale integrata.

Flessibile e ad alte prestazioni:

- fino a 5 punti di calibrazione per il pH;
- fino a calibrazione 7 punti con la misura di ioni, anche non lineare;
- Correzione Vuoto, metodi di incremento: addizione nota, sottrazione nota, aggiunta del campione, campione sottrazione;
- I valori di concentrazione di diverse unità;
- Selezionabile il criterio AutoRead;
- Versione DIN o BNC;
- Display grafico retroilluminato con display CMC.

Dati Tecnici

Modello	pH-ION 7320
Campi di misura / risoluzione	
pH	-2.000+19.999 pH
mV	-1200.0 ... +1200.0 mV -2500 ... +2500 mV
Temperatura	-5 ... +105 °C/0.1 °C
Conc. [mg/l, mg/kg, ppm, %]	0.000 ... 9.999 10.00 ... 99.99 100.0 ... 999.9 1000 ... 999999
[mmol/l]	0.000 ... 9.999 10.00 ... 99.99 100.0 ... 999.9 1000 ... 999999
[µmol/l]	1000 ... 999999
Precisione (± 1 digit)	
pH	±0.005 pH ±0.01 pH
mV	±0.3 mV, ±1 mV
Temperatura	±0.1 K
Calibrazione	MultiCal calibrazione automatica
AutoCal	2/3/4/5 punti
AutoCal-Tec	2/3/4/5 punti
ConCal	Da 1 a 5 punti
ISECal	Da 2 a 7 punti

Codice Prodotto

Modello	Descrizione	Codice
InoLab pH-ION 7320	Singolo strumento	1GA330
InoLab pH-ION 7320P	Strumento con stampante incorporata	1GA330P
InoLab pH-ION 7320 BNC	Singolo strumento, BNC	1GA340
InoLab pH-ION 7320P BNC	Strumento con stampante incorporata	1GA340P

Accessori

Modello	Descrizione	Codice
STH 650	Treppiedi	109809
RP 58 HQ	Carta di ricambio per la stampante incorporata	250115