



Pompa N 022



Descrizione

Per trasportare, generare il vuoto e comprimere aria, gas e vapori senza contaminazione di olio

- Versioni per applicazioni leggermente aggressive
- Esenti da manutenzione
- Ecologiche
- Dimensioni ridotte e facilità di impiego
- Funzionamento silenzioso
- Elevata tollerabilità ai vapori ed alla condensa
- Dotate di interruttore termico automatico e doppio fusibile
- Tenuta di gas 6×10^{-3} mbar l/s (valore tipico: misurato al campione)
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Le pompe della serie N 022 funzionano a secco e sono quindi ideali per numerose applicazioni in laboratorio.

Vengono utilizzate per trasportare, generare il vuoto e comprimere aria, gas e vapori senza contaminazione.

Sono disponibili diverse versioni che si differenziano per i materiali in contatto con il fluido aspirato.

Dati Tecnici

	N 022 AN.18	N 022 AT.18
Portata (NI/min)	15	13
Vuoto finale (mbar ass)	100	100
Pressione (bar g)	4	4
Portagomma (mm)	DI 6	DI 6
Max temperatura gas ed ambiente	+ 5°C + 40°C	+ 5°C + 40°C
Motore elettrico	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Protezione motore	IP 20	IP 20
Potenza P1	100 W	100 W
Assorbimento di corrente	0.7 A	0.7 A
Peso	4 Kg	4 Kg
Dimensioni LxHxW (mm)	203x194x145	203x194x145

Codice Prodotto

Codice	Testata	Membrana	Valvole
N 022 AN.18	Alluminio	CR	Acciaio Inox
N 022 AT.18	Alluminio	PTFE	Acciaio Inox

Accessori

Descrizione	Specifiche	Per pompa	Codice
Filtro/Silenziatore	G 1 / 8"		000346
Valvola di sovrappressione	4 bar	N 022 AN.18	000351
Valvola di regolazione con manometro	lato pressione	N 022 AN.18	000349
Valvola di regolazione con vacuometro	lato aspirazione	N 022 AN.18	000350