



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Abel 820 820/IE



Descrizione

IP 170 ISO 13736 PUNTO D'INFIAMMABILITÀ CON ABEL METODO A VASO CHIUSO:

Determina il punto d'infiammabilità dei prodotti petroliferi e di altri liquidi aventi un punto d'infiammabilità tra -30°C e 71°C

820 820/IE

Riscaldamento elettrico tramite regolatore elettronico, montato su struttura verniciata con prodotti epossidici antiacido.

Crogiolo tarato in ottone, coperchio con dispositivo di accensione a gas che permette l'applicazione della fiamma sul campione tramite un'apertura a slitta.

Motoagitatore, bagno d'aria e bagnomaria in rame cromato.

Serpentina di raffreddamento interna.

Dati Tecnici

Modelli	820; 820/IE
Temperatura	da ambiente a 70°C (158°F)
Alimentazione	230V ±10% 50/Hz
Potenza	300W
Dimensioni	26x32x37 cm
Peso	7 Kg

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
ABEL Con accensione a gas	820
ABEL Con accensione elettrica	820/IE

Accessori

Descrizione	Codice
Gas Cilindro 2 kg	10-0748
Gas Riduttore 30 mbar	10-0749
Gas Tubo, L= 5m	10-0747
Termometro IP 74C	T-IP74C
Termometro IP 75C	T-IP75C