



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Abel 820/SEM 820/AUT



Descrizione

IP 170 ISO 13736 PUNTO D'INFIAMMABILITÀ CON ABEL METODO A VASO CHIUSO:

Determina il punto d'infiammabilità dei prodotti petroliferi e di altri liquidi aventi un punto d'infiammabilità tra -30°C e 71°C.

820/SEM 820/AUT

Montato su una struttura verniciata con prodotti epossidici antiacido.

Aumento e caduta della temperatura automatico, il sistema di controllo della temperatura con algoritmo PID e l'azionamento SSR, con accensione sia elettrica che a gas, sistema di apertura automatica, raffreddati con rubinetto con circolazione dell'acqua, blocco di alluminio in ottone per bloccare la copertura, la lettura della temperatura e il controllo avviene con una sonda certificata in vetro PT100 classe A.

Sistema di rilevamento per ionizzazione con il sistema elettrostatico mV carica / scarica, USB con supporto per la memoria del dispositivo, tastiera, mouse, dispositivo esterno, lettore di codice a barre, stampante con supporto PCL, ulteriore scheda SD da 8GB con 500.000 risultati dei test garantiti, sensore interno di pressione atmosferica con assoluta precisione di 0.1kPa, risultati calcolati automatizzati, 10 preset di prova utilizzabili, standard predefiniti e personalizzabili, RTC interno, operazione doppia scala: Celsius / Fahrenheit, 3 lingue selezionabili: inglese, francese, italiano.

La versione automatica, modello 820 / AUT, è dotato di un sensore automatico per il punto di infiammabilità e sensore di pressione atmosferica con precisione ± 0.1 Kpa.

Dati Tecnici

Modelli	820/SEM; 820/AUT
Temperatura	da -30 a 70°C (-22...158°F)
Alimentazione	230V $\pm 10\%$ 50/Hz
Potenza	700W
Dimensioni	33x46x57 cm
Peso	28 Kg

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
<u>ABEL Semi Automatic</u> senza sensore automatico del punto di infiammabilità e sensore di pressione atmosferica	820/SEM
<u>ABEL Automatic</u> con sensore automatico del punto di infiammabilità e sensore di pressione atmosferica	820/AUT

Accessori

Descrizione	Codice
Gas Cilindro 2 kg	10-0748
Gas Riduttore 30 mbar	10-0749
Gas Tubo, L= 5m	10-0747
Sonda Certificata In Vetro PT100	14-0007/C