



## Cleveland 880/SEM - 880/AUT



### Descrizione

#### **ASTM D92 IP 36 EN 22592 ISO 2592 DIN 51376 PUNTO D'INFIAMMABILITÀ E D'ACCENSIONE CON CLEVELAND A VASO APERTO:**

Determina l'infiammabilità e l'accensione dei prodotti petroliferi con punto d'infiammabilità al di sopra dei 79°C (175°F) e al di sotto dei 400°C (752°F), eccetto per gli oli combustibili.

#### **880/SEM - 880/AUT**

Montato su una struttura verniciata con prodotti epossidici antiacido.

Coppa tarata in ottone, dispositivo di accensione a gas dotata di un perno di passaggio automatico sulla coppa.

Due accenditori elettrici per accensione automatica di pivot.

Apparecchio con rampa di temperatura automatica, sensore del punto di infiammabilità, vetro PT100, sistema di accensione elettrica e gas, la precisione rampa è di 0,1 ° C, il sistema operativo in tempo reale con applicazione software SDM, collegamento a rete e il controllo remoto dello strumento, 2xUSB ospitanti + client porte, porta seriale RS232, Ethernet e stampante seriale con supporto PCL, metodo personalizzabile, display touchscreen con risoluzione 800x480.

Interfaccia di facile utilizzo, tutti i parametri analitici vengono registrati, i parametri e i metodi analitici sono personalizzabili, il rapporto di stampa dei risultati è personalizzabile, grafici e risultati sono stampabili, gestione automatica dei campioni sconosciuti, allarme sonoro e messaggi visivi (a fine analisi e in caso di errori e/o malfunzionamenti).

Oltre 500.000 i risultati dei test memorizzabili, vita molto lunga del accenditore elettrico.  
Scala doppia in °C e °F, provato con prodotto certificato.

La versione automatica, modello 880 / AUT, è dotato di un sensore automatico per il punto di infiammabilità e sensore di pressione atmosferica con precisione  $\pm 0.1$  Kpa.

## Dati Tecnici

Modelli	880/SEM; 880/AUT
Temperatura	da 79 a 400°C (da 175 a 752°F)
Alimentazione	230V $\pm$ 10% 50/Hz
Potenza	600W
Dimensioni	46x31x57 cm
Peso	20 Kg

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
<b>CLEVELAND SEMI-AUTOMATIC</b> Senza sensore automatico del punto di infiammabilità e sensore di pressione atmosferica	880/SEM
<b>CLEVELAND AUTOMATIC</b> Con sensore automatico del punto di infiammabilità e sensore di pressione atmosferica	880/AUT

## Accessori

Descrizione	Codice
Gas Cilindro 2 kg	10-0748
Gas Riduttore 30 mbar	10-0749
Gas Tubo, L= 5m	10-0747
Sonda Certificata In Vetro PT100	14-0007/C