



Tag Open 950



Descrizione

ASTM D1310 PUNTO D'INFIAMMABILITÀ E D'ACCENSIONE DEI LIQUIDI CON TAG OPEN:

Procedura per determinare i liquidi aventi punto d'infiammabilità tra -18 e 165°C (0 e 325 ° F) e punto d'accensione fino a 165°C.

ASTM D3143 FLASH POINT OF CUTBACK ASPHALT:

Procedura per determinare gli asfalti ridotti aventi punto d'infiammabilità inferiore a 93°C (200 °F).

950

Riscaldamento elettrico tramite regolatore elettronico, montato su base verniciata con prodotti epossidici antiacido.

Coppa di prova in vetro stampato, dispositivo di accensione a gas con fulcro passante manualmente sopra la coppa.

Bagnomaria con pinza per termometro.

Dati Tecnici

Modelli	950
Temperatura	da ambiente a 180°C (356°F)
Alimentazione	230V ±10% 50/Hz
Potenza	600W
Dimensioni	26x20x33 cm
Peso	8 Kg

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
TAG OPEN	950

Accessori

Descrizione	Codice
Gas Cilindro 2 kg	10-0748
Gas Riduttore 30 mbar	10-0749
Gas Tubo, L= 5m	10-0747
Termometro ASTM 9C IP 15C	T-AS9C
Termometro ASTM 33C IP 20C	T-AS33C
Termometro ASTM 34C IP 21C	T-AS34C
Termometro ASTM 35C IP 59C	T-AS35C