



Purificazione Acqua Option Q Grado 1




Descrizione

PURELAB Option è la soluzione ideale per una vasta gamma di attività di laboratorio, tra cui biologia molecolare, coltura di cellule batteriche e mammifere, elettroforesi, HPLC, spettrometria ad emissione atomica (ICP-AES), spettrometria di massa (ICP-MS), cromatografia ionica (IC).



Caratteristiche:

- Erogazione fino a 15 litri/ora di acqua di tipo 1
- Acqua con resistività pari a 18.2 MΩ-cm utilizzabile in attività critiche
- Eliminazione di endotossine, RNase e DNase
- Sistema di ricircolo dell'acqua, attraverso tecnologie di purificazione e serbatoio integrati, che garantisce il ritorno di acqua di qualità intatta al punto di dosaggio
- Manutenzione semplice
- Produzione di acqua di Tipo I direttamente da acqua corrente
- Servizi di collaudo e assistenza tecnica
- Upgradabile, se si compra uno strumento con una membrana, si può installare l'altra anche successivamente all'acquisto
- Indicato per produrre fino a 100 l/day di acqua ultrapura (18,2 MΩ-cm).



Dati Tecnici

Modello	OPTION Q
Acqua	Tipo 1 Con il biofiltro POU diventa 1+
Alimentazione	Si alimenta con Acqua di rete
Produzione	7 l/h con 1 membrana 15 l/h con 2 membrane

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
PURELAB Option Q 7 con pompa di sovralimentazione per acqua grezza	OQ007BPM1
PURELAB Option Q 7	OQ007XXM1
PURELAB Option Q 15 con pompa di sovralimentazione per acqua grezza	OQ015BPM1
PURELAB Option Q 15	OQ015XXM1

Accessori

Descrizione	Codice
Cartuccia di pretrattamento per Prima, Option & MEDICA	LC140
Cartuccia Purificazione confezione doppia	LC163
Lampada UV per Maxima HPLC	LC118
Composito Filtro Air Vent	LC136M2
Confezione da 12 compresse di disinfezione	CT1
Cartuccia RO (7.5 portata LPM)	LC143
POU Biofilter	LC197
POU Filtro per la Option e medica	LC145
Filtro Micron Briquetted Carbon 5.0 (FILT32678)	LC123
Kit di installazione polivalente	LA513
Kit di installazione con valvola di sella per tubo 15 millimetri	LA506
Regolatore di pressione	LA512
Raccordi SP311 con 8 / 12mm	LA518
Pre-filtro di assemblaggio per Option, Prima, MEDICA con pompa di spinta integrata	LA582
Filtro micron di profondità 10.0	FILT50011
Filtro micron di profondità 5.0	FILT50009
Flusso Kit-Option R da 7 a 15 di conversione	LA605
Kit di montaggio a parete SBP e Ultra	LA610
Kit stampante per la gamma Ultra e SBP	LA618
Purelab Opzione Q stazione di controllo a distanza	LA675
Stazione di erogazione a distanza (Compreso Dispense Gun)	LA643
Valvola dell'erogare remoto per LA522, LA523, LA570 e LA571	LA521
Kit Test Cloro	TEST30679
Serbatoio	
DV modulare serbatoio (25 litri)	LA621
Kit di montaggio a parete per LA586 e LA587 - bianco	LA591
Serbatoio da 25 litri con 5 interruttori di livello	LA611
Serbatoio da 40 litri con 5 interruttori di livello	LA612
Serbatoio da 75 litri con 5 interruttori di livello	LA613
Kit di montaggio a parete per LA590 - 75 litri del serbatoio - bianco	LA592