



## Purificazione Acqua Pulse Grado 2




### Descrizione

PURELAB Pulse è la soluzione ideale per una vasta gamma di attività di laboratorio, tra cui diluizione di campioni e preparazione del reagente, chimica generale, elettrochimica, coltura di tessuti e cellule, così come per il rifornimento di altri impianti di produzione di acqua ultrapura.



## Caratteristiche:

- Erogazione fino 20 litri/ora di acqua di tipo II
- Fornitura continua di acqua di alta qualità, grazie a tecnologia EDI
- Fornitura di acqua di Tipo II, con resistività fino a 15 MΩ-cm, per attività generali di laboratorio.
- Il sistema di ricircolo EDI consegna acqua di Tipo II inalterata al distributore
- Serbatoio "space-saving" di tipo "wrap around"
- Manutenzione semplice
- Servizi di collaudo e assistenza tecnica.
- Upgradabile, se si compra uno strumento con una membrana, si può installare l'altra anche successivamente all'acquisto
- Le differenza rispetto all' OPTION R è il modulo EDI (elettrodeionizzazione)
- Indicato per quantità di acqua superiori ai 100 l/day.



## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	<b>PULSE</b>
<b>Acqua</b>	Tipo 2
<b>Alimentazione</b>	Si alimenta con Acqua di rete
<b>Produzione</b>	10 l/h con 1 membrana 20 l/h con 2 membrane

## Codice Prodotto

<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>
PURELAB Pulse 1 con pompa di sovralimentazione (fino a 10 l/ora)	PP010BPM1
PURELAB Pulse 1 (fino a 10 l/ora)	PP010XXM1
PURELAB Pulse 2 con pompa di sovralimentazione (fino a 20 l/ora)	PP020BPM1
PURELAB Pulse 2 (fino a 20 l/ora)	PP020XXM1

## Accessori

Descrizione	Codice
Cartuccia di pretrattamento per Prima, Option & MEDICA	LC140
Cartuccia condizionata	LC178
Confezione da 12 compresse di disinfezione	CT1
Composito Filtro Air Vent	LC136M2
Lampada UV per l'option 2/4/5, Medica, Maxima, Optima, Elect e Option 3 MK2	LC105
Cartuccia RO (7.5 portata LPM)	LC143
POU Biofilter	LC197
Filtro POU per la Option e medica	LC145
Modulo di elettrodeionizzazione	LC142
Kit di installazione con valvola di sella per tubo 15 millimetri	LA506
Regolatore di pressione	LA512
Raccordi SP311 con 8 / 12mm	LA518
Filtro Micron Briquetted Carbon 5.0 (FILT32678)	LC123
Pre-filtro di assemblaggio per Option, Prima, MEDICA con pompa di spinta integrata	LA582
Kit di montaggio a parete SBP e Ultra	LA610
Kit di installazione polivalente	LA513
Boost Pump Kit SBP	LA609
Kit Test Cloro	TEST30679
<b>Serbatoio</b>	
25ltr Docking vessel - DV25	LA737
Kit di montaggio a parete per LA586 e LA587 - bianco	LA591
DV Modular Reservoir (25 litri)	LA621
Serbatoio da 25 litri con 5 interruttori di livello	LA611
Serbatoio da 40 litri con 5 interruttori di livello	LA612
Serbatoio da 75 litri con 5 interruttori di livello	LA613
Kit di montaggio a parete per LA590 - 75 litri del serbatoio - bianco	LA592