



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Rifrattometro NAR 1T - Liquid



Descrizione

Questo è il rifrattometro Abbe per la sola misurazione del campione liquido.

Ha la scala per l'indice di rifrazione e la scala Brix, e viene fornito con la linea D (589 nm) con fonte di luce.

La calibrazione può essere fatta con acqua distillata.

Dati Tecnici

Modello	NAR 1 T LIQUID
Campo di Misura	Indice di rifrazione da 1,3000 a 1,7000 Brix da 0.0 a 95.0%
Scala minima	Indice di rifrazione 0.001 Brix 0,5%
Precisione di misura	Indice di rifrazione ± 0.0002 Brix $\pm 0.1\%$
Range di misura della temperatura	Da 5 a 50 °C
Termometro Digitale	Campo di utilizzo da 0.0 a 50.0 ° C (Precisione $\pm 0,2$ ° C; Indicazione minima 0,1 ° C)
Alimentazione	115 V, 220 V, 240 V 50 / 60Hz
Fonte di Luce	LED
Consumo di Energia	3 VA
Dimensioni e peso (W x D x H)	13 × 18 x 23 cm, 3.3 Kg (Rifrattometro) 8 × 10 x 11 cm, 0.8 Kg (Termometro)

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
NAR 1 T LIQUID	1211

Accessori

Descrizione	Codice
Soluzione di saccarosio 10% ($\pm 0.03\%$)	RE - 110010
Soluzione di saccarosio 20% ($\pm 0.03\%$)	RE - 110020
Soluzione di saccarosio 30% ($\pm 0.03\%$)	RE - 110030
Soluzione di saccarosio 50% ($\pm 0.05\%$)	RE - 110050
Prisma principale	RE - 1106
Prisma secondario	RE - 1111
Termometro digitale	RE - 1260
Disseccante (10 g)	RE - 1187
Fusibile (0.315 A)	RE - 1152
* Certificato di calibrazione	