



Riscaldatori per Palloni MBO-morbidi



Descrizione

Riscaldatori a sospensione con struttura completamente morbida, esente da qualsiasi parte metallica.

L'interno e l'esterno dei riscaldatori sono costruiti con un tessuto di filo di vetro e coibentati con fibra di vetro.

Particolarmente indicato per il riscaldamento di palloni sospesi in impianti dove non è possibile usare i tradizionali riscaldatori da tavolo.

Un comodo legaccio permette di affrancare i riscaldatori al pallone avvolgendolo quasi totalmente.

Completi di cavo e spina di collegamento con una lunghezza da mt 1,5 ed un regolatore con 3 posizioni di potenza che funziona anche da interruttore.

Dati Tecnici

Modello	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
Alimentazione	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60
Classe di protezione	IP 0	IP 0	IP 0	IP 0
Classe di sicurezza	0	0	0	0
Foro sul fondo	No	No	Si	Si
Potenza res. riscald.	85 W	160 W	220 W	330 W
Temperatura sulla calotta	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300

Codice Prodotto

Modello	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
Codice	627.0624.01	627.0624.02	627.0624.05	627.0624.10