



Riscaldatori per Palloni MF



Descrizione

I riscaldatori con agitazione per palloni in un blocco unico sono ideali per riscaldare e agitare il liquido contenuto nel pallone, contemporaneamente o separatamente.

Costruiti secondo le normative di sicurezza europee, con struttura di forma cilindrica in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida, le resistenze inserite in un blocco unico di fibra di ceramica e ricoperta da una calotta di alluminio, rivestita con tessuto in fibra di vetro assicurano un ottimo isolamento anche in caso di rottura accidentale del pallone.

Completano gli strumenti un interruttore generale ON/OFF con luce verde, un termoregolatore con scala numerata per impostare e per il controllo della temperatura con spia luminosa gialla, e un variatore elettronico per impostare i giri Rpm su scala numerata con spia a luce verde segnala che l'agitazione stà operando.

Inoltre sulla parte posteriore degli strumenti viene montato un morsetto con vite per il fissaggio dell'asta di sostegno.

Dati Tecnici

Modello	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
Ancoretta magnetica consigliata Ø	6 x 20 mm	6 x 20 mm	6 x 20 mm	6 x 20 mm	6 x 20 mm
Classe di protezione	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32
Dimensioni esterne	185 x 175 mm	205 x 190 mm	245 x 210 mm	245 x 210 mm	310 x 230 mm
Peso	2.6 Kg	2.8 Kg	3.3 Kg	3.7 Kg	6.6 Kg
Potenza motore	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W
Potenza res. riscald.	130 W	180 W	250 W	450 W	600 W
Precisione Piastra	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Temperatura sulla calotta	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350
Velocità variabile	100 - 2500 rpm	100 - 2500 rpm	100 - 2500 rpm	100 - 2500 rpm	100 - 2500 rpm

Codice Prodotto

Modello	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
Codice	625.0510.01	625.0510.02	625.0510.05	625.0510.10	625.0510.20

Accessori

Descrizione	Codice
Asta filettata in acciaio inox Ø 10 x 500	263.7120.05
Pinza universale per palloni	180.4300.56
Morsetto	146.2900.05