



Incubatore per scuotitori



Descrizione

Incubatore ad alta tecnologia adatto a tutte le applicazioni di incubazione dove necessita una particolare precisione.

Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.

Struttura interna in acciaio inox AISI 304.

Porta in polycarbonato.

Controllo della temperatura tramite termoregolatore digitale P.I.D. per garantire una buona stabilità.

Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a +50°C con precisione $\pm 1^\circ\text{C}$ a +37°C.

Precisione display $\pm 0,1^\circ\text{C}$.

Ventilazione forzata.

Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre camera per garantire un riscaldamento uniforme.

Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.

Classe 1, DIN 12880.

Presenti tre modelli:

. M100-TBP

. M200-TBP

. M300-TBP

Dati Tecnici

	M 100-TPB	M 200-TPB	M 300-TPB
Dimensioni interne (L x H x P)	365 x 395 x 325	520 x 440 x 360	670 x 545 x 515
Dimensioni esterne (L x H x P)	430 x 650 x 445	585 x 700 x 490	734 x 800 x 645
Potenza	800	800	800
Peso	20 Kg	22 Kg	25 Kg
Modello scuotitore inseribile	M101-OR M102-OS M103-BA	M201-OR M202-OS M203-BA	M301-OR M302-OS

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M 100-TPB	230 V / 50 Hz	01.5001
M 200-TPB	230 V / 50 Hz	01.5002
M 300-TPB	230 V / 50 Hz	01.5003

Accessori

M101-OR / M102-OS / M103-BA

Descrizione	Codice
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 50 posti 9 (*)	01.1004
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 100 posti 9 (*)	01.1005
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 250 posti 4 (*)	01.1006
Piano in acciaio inox per beute ml. 500 posti 4 (*)	01.1007
Piano in acciaio inox per beute ml. 1000 posti 2 (*)	01.2008
Piano universale con cursori regolabili	01.1011

(*) Fermagli di fissaggio con molla di rinforzo

M201-OR / M202-OS / M203-BA

Descrizione	Codice
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 50 posti 20 (*)	01.2004
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 100 posti 20 (*)	01.2005
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 250 posti 12 (*)	01.2006
Piano in acciaio inox per beute ml. 500 posti 8 (*)	01.2007
Piano in acciaio inox per beute ml. 1000 posti 6 (*)	01.2008

(*) Fermagli di fissaggio con molla di rinforzo

M301-OR / M302-OS

Descrizione	Codice
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 50 posti 20 (*)	01.3003
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 100 posti 20 (*)	01.3004
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 250 posti 12 (*)	01.3005
Piano in acciaio inox per beute ml. 500 posti 8 (*)	01.3006
Piano in acciaio inox per beute ml. 1000 posti 6 (*)	01.3007

(*) Fermagli di fissaggio con molla di rinforzo