



## Scuotitori compatti



### Descrizione

Scuotitore di dimensioni ridotte per diagnostica, ematologia e per tutte le applicazioni di agitazione di piccole quantità dove si necessita di un movimento costante e ripetitivo.

Struttura esterna in acciaio trattato con vernice epossidica antiacido, piano di lavoro ricoperto di gomma con perimetro anti debordo.

Impostabile la velocità tramite un variatore elettronico da 50-230 Rpm/min (per il mode. M101-OR e M102-OS ).

Impostabile la velocità tramite un variatore elettronico da 10-80 Rpm/min (per il modello M103-BA)

Interruttore di funzionamento con possibilità di lavoro in continuo oppure tramite timer da 120 min.

(Classe 2, DIN 12880)

## Dati Tecnici

Alimentazione:	230 V / 50 Hz
Potenza	100 W
Peso	10 kg
Dimensioni ingombro ( L x H x P )	300x170x370 mm
Dimensioni piano lavoro (L x P)	260 x 235 mm
<b>Prestazioni</b>	
Carico sopportabile:	12 Kg
Inclinazione piano:	10° (M103-BA)
Spostamento piano:	12+12 mm (M101-OR M102-OS)

## Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M101-OR (orbitale)	230 V / 50 Hz	01.1001
M102-OS (oscillante)	230 V / 50 Hz	01.1002
M103-BA (basculante)	230 V / 50 Hz	01.1003

## Accessori

Descrizione	Codice
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 50 posti 9 (*)	01.1004
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 100 posti 9 (*)	01.1005
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 250 posti 4 (*)	01.1006
Piano in acciaio inox per beute ml. 500 posti 4 (*)	01.1007
Piano in acciaio inox per beute ml. 1000 posti 2 (*)	01.2008
Piano universale con cursori regolabili	01.1011

(\*) Fermagli di fissaggio con molla di rinforzo