



## Scuotitori



### Descrizione

Scuotitore per colture cellulari, colorazione vetrini, miscelazioni e tutte le reazioni o prove dove si necessita di un movimento costante e ripetitivo.

Struttura esterna in acciaio trattato con vernice epossidica antiacido, piano di lavoro ricoperto di gomma con perimetro anti debordo.

Impostabile la velocità da 50-230 Rpm/min tramite un indicatore digitale.

Impostabile la velocità tramite un variatore elettronico da 10-80 Rpm/min (per il modello M203-BA)

Interruttore di funzionamento con possibilità di lavoro in continuo oppure tramite timer da 120 min.

(Classe 2, DIN 12880)

## Dati Tecnici

Alimentazione:	230 V / 50 Hz
Potenza	100 W
Peso	15 kg (M201-OR / M202-OS / M203-BA) 20 kg (M301-OR / M302-OS)
Dimensioni ingombro ( L x H x P )	455x230x410 mm (M201-OR / M202-OS / M203-BA) 600x230x550 mm (M301-OR / M302-OS)
Dimensioni piano lavoro (L x P)	400x300 mm (M201-OR / M202-OS / M203-BA) 550x450 mm (M301-OR / M302-OS)
<b>Prestazioni</b>	
Carico sopportabile:	12 Kg (M201-OR / M202-OS / M203-BA) 15 Kg (M301-OR / M302-OS)
Inclinazione piano:	10° ( M203-BA)
Spostamento piano:	12+12 mm (M201-OR / M202-OS / M301-OR / M302-OS)

## Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M201-OR (orbitale)	230 V / 50 Hz	01.2001
M202-OS (oscillante)	230 V / 50 Hz	01.2002
M203-BA (basculante)	230 V / 50 Hz	01.2003
M301-OR (orbitale)	230 V / 50 Hz	01.3001
M302-OS (oscillante)	230 V / 50 Hz	01.3002

## Accessori

### M201-OR / M202-OS / M203-BA

Descrizione	Codice
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 50 posti 20 (*)	01.2004
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 100 posti 20 (*)	01.2005
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 250 posti 12 (*)	01.2006
Piano in acciaio inox per beute ml. 500 posti 8 (*)	01.2007
Piano in acciaio inox per beute ml. 1000 posti 6 (*)	01.2008

(\*) Fermagli di fissaggio con molla di rinforzo

### M301-OR / M302-OS

Descrizione	Codice
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 50 posti 20 (*)	01.3003
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 100 posti 20 (*)	01.3004
Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 250 posti 12 (*)	01.3005
Piano in acciaio inox per beute ml. 500 posti 8 (*)	01.3006
Piano in acciaio inox per beute ml. 1000 posti 6 (*)	01.3007

(\*) Fermagli di fissaggio con molla di rinforzo