



## Stereomicroscopio SZM LED 2



### Descrizione

Lo stereomicroscopio è uno strumento progettato in modo differente dal microscopio ottico convenzionale, e per una differente finalità.

Utilizza due percorsi ottici separati, diversamente allineati tra loro ed entrambi terminanti con due obiettivi e due oculari; questi due percorsi ottici provvedono agli occhi destro e sinistro delle immagini diversamente angolate; In questo modo viene prodotta una visione stereoscopica del campione in esame.

### **SZM-LED2 Stereomicroscopio Professionale con obiettivo zoom, doppio illuminatore LED e testa trinoculare**

Anche questo modello offre prestazioni superiori, derivanti dall'utilizzo di uno speciale obiettivo di tipo zoom che permette di selezionare in modo continuo il proprio fattore di ingrandimento. Coppia di oculari WF10x adatti anche per portatori di occhiali, regolazione della distanza interpupillare compresa tra 55 e 75 mm, regolazione della compensazione diottrica presente su entrambi i tubi portaoculari, speciale obiettivo zoom 0,7x....45x, 45 ingrandimenti max in configurazione standard, 180 ingrandimenti max con lenti e oculari addizionali, illuminatori per luce incidente e trasmessa a LED ad alta intensità, intensità luminosa regolabile in modo indipendente per ognuno dei due illuminatori, piano portapreparati dotato di coppia di pinzette, disco traslucido e disco bianco/nero.

Questo modello è dotato di testa trinoculare con terzo tubo per applicazioni foto/video.

Dati Tecnici

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Modello            | SZM LED 2                                   |
| Testata            | Binoculare                                  |
| Oculari            | WF10X/20 mm                                 |
| Obiettivi          | 0.7x...4.5x zoom                            |
| Distanza di Lavoro | 100 mm                                      |
| Tavolino           | A colonna                                   |
| Illuminazione      | Luce incidente e trasmessa, alogena 12V/15W |

Codice Prodotto

|                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Descrizione                                                                                              | Codice   |
| SZM-LED2 Stereomicroscopio Professionale con obiettivo zoom, doppio illuminatore LED e testa trinoculare | SZM-LED2 |